

PRODUCT NEWS

25

DE FRANCO Parallel-Guides

Drill-Guides / Bohrführung



33-54576

Distance 6mm + 8mm
Abstand 6mm + 8mm



33-54577

Distance 7mm + 10mm
Abstand 7mm + 10mm



33-54570

Universal Parallel Drill-Guide
Universal Parallel Bohrhilfe

Screw-Guides / Schraubführung



33-54578

Distance 6mm + 8mm
Abstand 6mm + 8mm




33-54579

Distance 7mm + 10mm
Abstand 7mm + 10mm




33-54571

Universal Parallel Screw-Guide
Universal Parallel Schraubhilfe



median



paramedian

Recommended drill:
Empfohlener Bohrer:




33-10814 DENTAL

EasyDriver Drill, 1,4, red
EasyDriver Vorbohrer, 1,4, rot


BENEFIT®.KFO

Packaging: 1 ea.
VPE: 1 Stk.

Each guide is supplied with one fixation screw.
Jede Führung wird mit einer Fixations-schraube geliefert.



33-54576




33-54571



De Franco Video


Developed in cooperation with:
Entwickelt in Zusammenarbeit mit:
Dr. David J. De Franco | Milano, Italy



PRODUCT NEWS

26

bm_x Benefit Maxillary Xpander



Max. Expansion: 10mm
Max. Ausdehnung: 10mm


33-57506 6 mm

33-57508 8 mm

33-57510 10 mm

bm_x, palatal expander incl. 2 fixation screws

bm_x, Gaumennahtspreizer inkl. 2 Fixierschrauben



After using the **BENEFIT** Screw for the Hybrid Hyrax appliance very successfully in the last years the **bm_x** now follows the Orthodontists request for an entirely **BENEFIT** mini-implant anchored appliance for Rapid maxillary expansion on young patients. Using the De Franco Screwguide (News 25) the distance and the parallelity of the **BENEFIT** Screws can be exactly determined, directly on the patient. An impression is no longer necessary. Alternatively visualisation can of course be made by means of digital imaging or traditional impression taking.

Nach dem erfolgreichen Einsatz der **BENEFIT** Schraube bei der Hybrid-Hyrax wird mit dem **bm_x** dem Wunsch vieler Kieferorthopäden nach einer allein durch **BENEFIT** Schrauben verankerten Apparatur zur Gaumennahterweiterung bei jungen Patienten entsprochen. Mit Hilfe der DeFranco Schraubführung (News 25) kann der Abstand und die Parallelität der **BENEFIT** Schrauben direkt am Patienten dargestellt werden. Eine Abformung entfällt. Alternativ kann natürlich auch eine digitale Bilddarstellung oder eine herkömmliche Abformung zum Einsatz kommen.

BENEFIT® .KFO

Material: Stainless steel
Material: Rostfreier Stahl

Packaging: 1 ea.
VPE: 1 Stk.



De Franco Video

Manufacturer | Hersteller:

psm MEDICAL SOLUTIONS

Moltkestraße 41
78532 Tuttlingen, Germany

Phone +49 (74 61) 966 37-0

Fax +49 (74 61) 966 37-29

E-Mail info@psm.ms

Web www.psm.ms