

MFS GENERATION 2

Dispositifs de correction des dysfonctions de la respiration-déglutition-mastication.

Note: Les dimensions indiquées en dessous des tailles sont en mm.

1430€
TTC
/ appareil



BP/H

BITE PLANE
PLAN DE MORSURE



| | | | |
|----|------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 29 | 32,5 | 36,5 | 40,5 |

Il s'utilise exclusivement en combinaison avec le relaxant musculaire, pour former un dispositif anti-bruxisme.

Le plan de morsure corrige la supraclusion antérieure par extrusion des dents postérieures, et produit une rotation postérieure de la mandibule.

INDICATIONS:

- Patients ayant un collapsus nasal à l'inspiration,
- Patients présentant une forte sur-occlusion antérieure.

SÉLECTION DE LA TAILLE :

- Le choix de la taille se fait sur les empreintes mandibulaires de préférence.

OB/H

OPEN BITE
BÉANCE



| | | | |
|----|----|------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 55 | 59 | 62,5 | 66 |

L'appareil OB/H Open Bite/Béance, est actif chez les patients présentant:

- Une béance antérieure,
- Une interposition linguale,
- Une typologie dolicho-faciale.

SÉLECTION DE LA TAILLE :

- Le choix de la taille se fait sur les empreintes,
- Le dispositif est ensuite placé en bouche sur l'arcade mandibulaire en premier,
- Il est impératif de veiller à ce que les plans occlusaux couvrent les prémolaires et les molaires mandibulaires.

NS/S

NOSE SIMULATOR
DILATATEURS NASaux



| | | | | |
|-----|-----|----|----|----|
| 00 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8,8 | 9,5 | 11 | 12 | 13 |

La fonction première des dilateurs nasaux est de stimuler les insertions musculaires péri-nasales des ailes du nez, de rétablir le flux respiratoire des fosses nasales et de remodeler les cartilages afin de rétablir la forme pyramidale nasale tout en la rendant plus harmonieuse.

INDICATIONS:

- Patients ayant un collapsus nasal à l'inspiration,
- Patients respirateurs buccaux ou « ronfleurs ».

SÉLECTION DE LA TAILLE :

- Mesurer la distance des narines dilatées à leur limite extérieure, et placer le stimulateur nasal le plus proche (Les dimensions sont indiquées sur les emballages).

PO/S

PERMEABLE OBTURATOR
OBTURATEURS BUCCAUX



| | | | |
|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 68 | 77 | 87 | 95 |

Les obturateurs buccaux ont pour fonction d'empêcher progressivement la respiration buccale à l'origine des malocclusions et des récurrences en orthodontie, tout en rétablissant une respiration nasale normalisée et fonctionnelle.

Les obturateurs buccaux s'adaptent aisément en bouche grâce à leur forme anatomique. Les bords périphériques plus épais agissent comme un stimuli musculaire, amenant le patient à réaliser naturellement des exercices labiaux.

INDICATIONS:

- Respirateurs buccaux.

SÉLECTION DE LA TAILLE :

- Le choix de la taille se fait soit en bouche soit sur un moulage,
- La taille est choisie sur la base de la distance entre les premières molaires permanentes.

LS/S

LIPS STIMULATOR
STIMULATEUR LABIAL



| | | | |
|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 68 | 77 | 87 | 95 |

Le stimulateur labial avec sa forme spécifique et son bord périphérique plus épais, agit directement sur les muscles orbiculaires. Leur stimulation entraîne un mouvement instinctif de fermeture des lèvres et un repositionnement de la langue dans le palais, une action idéale dans la correction de la déglutition atypique.

INDICATIONS:

- Patients présentant une incompétence labiale,
- Patients ayant des lèvres supérieures courtes (sourire gingival),
- Patients souffrant de déglutition atypique.

SÉLECTION DE LA TAILLE :

- Le choix de la taille se fait soit en bouche soit sur un moulage,
- La taille est choisie sur la base de la distance entre les premières molaires permanentes.

MR/S

MUSCLE RELAXANT
RELAXANT MUSCULAIRE



| | | | |
|----|------|-----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 83 | 93,5 | 104 | 115 |

Le relaxant musculaire est utilisé seul ou combiné avec le Bite plane/Plan de morsure.

ACTION SUR:

- les muscles manducateurs, grâce aux disques latéraux surdimensionnés,
- les muscles buccinateurs,
- les muscles orbiculaires.

INDICATIONS:

- Patients de type brachy-facial à forte musculature,
- Patients présentant des contractures musculaires péri-buccales,

SÉLECTION DE LA TAILLE :

- Le choix de la taille se fait soit en bouche soit sur un moulage,
- La taille est choisie sur la base de la distance entre les premières molaires permanentes.