




quattro[®].KFO



www.psm.ms – implants for professionals



made in Germany

TABLE DES MATIÈRES
INDICE

Products	3 – 4	quattro Instrument Set	10
Produktlösung	3 – 4	quattro Instrumenten Set	10
quattro mini Screw	5	Zubehör	11
quattro mini Schraube	5	Accessoires	11
quattro standard Screw	6	Drills	12
quattro standard Schraube	6	Bohrer	12
quattro hook Screw	6	Battery Screwdriver	13
quattro hook Schraube	6	Akku Schraubendreher	13
quattro plus Screw	7	Sterile Packaging	14
quattro plus Schraube	7	Sterile Verpackung	14
quattro plus V Screw	7	Notes	15
quattro plus V Schraube	7	Notizen	15
Sterilization Tray	8 – 9		
Sterilisierbehälter	8 – 9		

1993

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Introduction of the
quattro standard
Mini Anchor Screw.

Inventing the
quattro hook
screw family.

Revolutionizing
orthodontic
anchorage with
quattro plus

Système de mini-ancrages pour l'Orthodontie

L'utilisation des mini-ancrages ou TAD's (Temporary Anchorage Devices) en Orthodontie a été largement intégrée aux traitements durant ces dernières années.

Initialement proposé en 2000, le système **quattro** a connu une évolution permanente de son design et de ses qualités intrinsèques pour finalement proposer aujourd'hui une gamme large et complète. Quand bien même le système **quattro** existe depuis une décennie, il demeure inégalé en terme de versatilité, de qualité et de taux de succès. Avec le lancement, en 2012, de la vis **quattro mini** agrémentée d'une tête en forme de bracket, de nouvelles perspectives se sont ouvertes aux praticiens grâce au confort apporté au patient.

Depuis 2000, plus de 50000 vis **quattro** ont été posées dans plus de 50 pays à travers le monde.

Le concept **quattro** a été complété par le système **BENEFIT/BENEplate** (développé en collaboration avec l'Université de Dusseldorf en Allemagne) qui offre de multiples combinaisons possibles grâce à ses écrous de fixation interchangeables et ses plaques de connexion. Ce concept unique offre de nouvelles perspectives dans la distalisation des molaires par des dispositifs appliqués directement au palais. (Video disponible)

Les systèmes **quattro** et **BENEFIT** s'utilisent avec une instrumentation identique afin de limiter l'impact en terme d'inventaire au cabinet.

Caractéristiques:

- Dispositifs éprouvés en phase clinique
- Implant à base de titane
- Auto-forant et auto-tarandant
- Ancrage stable
- Têtes d'implants multiples
- Corps de la vis à structure renforcée
- Disponible en plusieurs tailles
- Structure des vis renforcée
- Têtes de vis à choix multiples

Avantages:

- Résistance accrue
- Peut être chargé directement après la pose
- Facile à combiner à tous accessoires utilisés en orthodontie
- Résistance mécanique accrue
- Élimine le risque de recouvrement gingival
- Réduit le temps de traitement
- Facile à insérer et à déposer

Sistema di Mini viti per l'ancoraggio ortodontico

In questi anni, l'uso di mini viti ortodontiche o TAD (dispositivi di ancoraggio temporanei) sta diventando uno standard all'interno della comunità ortodontica.

Dalle prime idee degli anni 2000, il progetto **quattro** è stato continuamente modificato, migliorato e integrato per diventare quello che adesso è la famiglia **quattro**. Il sistema **quattro**, ancor oggi, dopo più di un decennio di produzione, resta un sistemistica ineguagliata in termini di versatilità, qualità e massima percentuale di successo. La vite **quattro mini**, che è stata lanciata nel 2012, con il nuovo design della testa a forma di bracket, offre un maggior comfort al paziente.

Dal 2000, circa 50.000 mini viti **quattro** sono state impiantate in più di 50 paesi del mondo.

Il sistema **quattro** è completato dal sistema **BENEFIT/BENEplate** (sviluppato in collaborazione con l'università di Dusseldorf, Germania) che offre un versatile e stabile ancoraggio palatale grazie alla varietà di abutment e placche. Quest'ultimo apre nuove possibilità agli apparecchi palatali comunemente utilizzati ad esempio per la distalizzazione dei molari (vedi video).

quattro e **BENEFIT** sono un completo sistema di ancoraggio temporaneo che condivide la stessa strumentazione di base rendendolo maneggevole e redditizio.

Caratteristiche:

- Clinicamente testato
- Impianto in titanio
- Auto perforante
- Ancoraggio fisso affidabile e sicuro
- Design innovativo
- Corpo conico rinforzato
- Varie tipologie di testa
- Disponibile in diverse misure
- Scelta multipla della testa della vite

Vantaggi:

- Offre una migliore stabilità
- Carico immediato anche con forze pesanti
- Facile da combinare con gli accessori ortodontici
- Ottima ritenzione meccanica
- Previene la retrazione gengivale
- Tempo di trattamento ridotto
- Facile da inserire e rimuovere
- Ampio spettro di trattamento

OFFRE DE PRODUITS PRODOTTI



quattro Video



BENEFIT Video

2006

2007/08

2009

2011

2012

2017

Perfecting TAD treatment
with
benefit/beneplates



quattro plus V



Mentoplate
System

quattro mini




quattro micro



OFFRE DE PRODUITS
PRODOTTI

quattro BH mini *quattro BH mini PLUS* *quattro RH mini* *quattro micro*




Une Vis, de multiples possibilités

Le système **quattro** offre 5 modèles de têtes de vis, parfaitement adaptés à un usage quotidien au cabinet. L'ensemble des vis quattro (1.3mm et 2.0mm) est réalisé avec le même design de filetage pour une insertion aisée et des résultats optimisés lors du traitement.

Una vite, possibilità illimitate

Il sistema Quattro TAD offre 5 differenti design della testa della vite che si adattano perfettamente alle apparecchiature utilizzate dall'ortodontista. L quattro viti (1,3 mm e 2,0 mm) hanno lo stesso design filettato per un facile inserimento e per un successo sicuro e ottimale del trattamento.



33-18010

Embout de vissage pour **quattro mini** Long f.
10-61000

Portavite per **quattro mini** (lungo) 10-61000



33-18003

Embout de vissage pour **quattro mini** Court,
DENTAL

Portavite per **quattro mini** (corto) DENTAL

DENTAL



Elaboré sur la base du **quattro plus**, la tête de vis **quattro mini** a été réduite de façon homothétique afin de répondre à un plus large spectre des anatomies de vos patients.

Le design du filetage est identique à celui du système PSM **quattro** et **BENEFIT** afin de conserver les propriétés de stabilité à la pose et de résistance dans le temps. Des spires aiguës combinées à des crêtes de spires ultra-précises et régulières facilitent particulièrement l'insertion de la vis **quattro mini** pour en faire votre partenaire idéal au quotidien.

Basata sul successo della **quattro plus**, la vite **quattro mini** è stata ridotta nella zona della testa e del collo per meglio soddisfare le diverse condizioni anatomiche.

Il design del filetto autofilettante è identico a quello di PSM **quattro** e **BENEFIT** che nel tempo hanno dimostrato la loro notevole stabilità primaria, mantenendo per anni tassi di fallimento molto bassi. Il profilo estremamente tagliente e il passo del filetto sono ottimizzati per facilitare l'inserimento e rendono la vite **quattro mini** un complemento ideale per i mini impianti di ancoraggio.

quattro mini

Vendu à l'unité

Confezione: 1 Pezzo



Dimension de la gorge
max. 0.22x0.28

Dimensione dello SLOT
max 0.022" x 0.028"

Matériaux Titane

Materiale: titanio

■ Remarque:

Tous les implants sont fournis stérile dans un support individuel (voir page 13).

Tutti gli impianti sono forniti in confezione singola sterile (vedere pag. 13)



RH: Forme de tête d'implant ronde

BH: Forme de tête d'implant bracke

RH: testa arrotondata

BH: testa bracket

NEW!



RH
Quattro RH **micro**
Quattro RH **micro**



RH
Quattro RH **mini**
Quattro RH **mini**




BH
Quattro BH **mini plus**
Quattro BH **mini plus**





BH
Quattro BH **mini**
Quattro BH **mini**



Size (d x length)
Abmessung (d x length)



ST

1.3	* ST-33-13608	1.3 x 8 mm		d

1.6	ST-33-13675 ST-33-13695	1.6 x 7.5 mm 1.6 x 10 mm		d

1.6	ST-33-13775 ST-33-13795	1.6 x 7.5 mm 1.6 x 10 mm		d

1.5	ST-33-15007	1.5 x 7 mm		
	ST-33-15009	1.5 x 9 mm		
	ST-33-15011	1.5 x 11 mm		
	ST-33-15013	1.5 x 13 mm		

2.0	ST-33-20007	2.0 x 7 mm		
	ST-33-20009	2.0 x 9 mm		
	ST-33-20011	2.0 x 11 mm		
	ST-33-20013	2.0 x 13 mm		



12-12609

DENTAL

Foret 0.9x22mm, WL8.5mm Bleu pour vis 1.3mm
Fresa, 0.9x22mm, WL 8.5mm, blu, per minivite ø 1.3mm



11-12208

DENTAL

Foret 1.2x22mm, WL 8.5mm vert pour vis 1.6mm
Fresa, 1.2x22mm, WL 8.5mm, verde, per minivite ø 1.6mm

* Pré-forage requis

* Vorbohrung erforderlich


quattro standard

Vendu à l'unité
Confezione: 1 Pezzo

Matériaux Titane
Materiale: titanio



quattro Video





quattro standard

Taille (diamètre x longueur)

Dimensioni (Lunghezza x diametro)

ST

1.5	ST-33-11507	1.5 x 7 mm	
	ST-33-11509	1.5 x 9 mm	
	ST-33-11511	1.5 x 11 mm	
	ST-33-11513	1.5 x 13 mm	
2.0	ST-33-12207	2.0 x 7 mm	
	ST-33-12209	2.0 x 9 mm	
	ST-33-12211	2.0 x 11 mm	
	ST-33-12213	2.0 x 13 mm	
	Vis de secours Vite di emergenza		
	ST-33-12309	2.3 x 9 mm	

quattro hook

Vendu à l'unité
Confezione: 1 Pezzo



quattro hook

Taille (diamètre x longueur)

Dimensioni (Lunghezza x diametro)

ST

1.5	ST-33-21507	1.5 x 7 mm	
	ST-33-21509	1.5 x 9 mm	
	ST-33-21511	1.5 x 11 mm	
2.0	ST-33-22007	2.0 x 7 mm	
	ST-33-22009	2.0 x 9 mm	
	ST-33-22011	2.0 x 11 mm	
	ST-33-22013*	2.0 x 13 mm	
	Vis de secours Vite di emergenza		
	ST-33-22109	2.3 x 9 mm	

ST

■ **Remarque:**

Tous les implants marqués du symbole «ST» sont fournis en emballage individuel stérile (cf. page 11).

33-18330*

Tête de protection pour vis **quattro**, vendues par 20
Cappucci di protezione per viti **quattro**, 20 pz.

* jusqu'à épuisement du stock
* fino ad esaurimento scorte



quattro plus

Taille (diamètre x longueur)

Dimensioni (Lunghezza x diametro)

ST

1.5	ST-33-31807	1.5 x 7 mm		q = .018 x .025"
	ST-33-31809	1.5 x 9 mm		
	ST-33-31811	1.5 x 11 mm		
2.0	ST-33-41807	2.0 x 7 mm		q = .018 x .025"
	ST-33-41809	2.0 x 9 mm		
	ST-33-41811	2.0 x 11 mm		
	Vis de secours Vite di emergenza			
	ST-33-41909	2.3 x 9 mm		


quattro plus

Vendu à l'unité

Confezione: 1 Pezzo


gorge horizontale

Slot orizzontale




Taille réelle échelle 1/1

Dimensioni reali 1:1



■ 1.5 x 7 mm



■ 2.0 x 7 mm

1.5	ST-33-32207	1.5 x 7 mm		q = .022 x .028"
	ST-33-32209	1.5 x 9 mm		
	ST-33-32211	1.5 x 11 mm		
2.0	ST-33-42207	2.0 x 7 mm		q = .022 x .028"
	ST-33-42209	2.0 x 9 mm		
	ST-33-42211	2.0 x 11 mm		
	Vis de secours Vite di emergenza			
	ST-33-42309	2.3 x 9 mm		

ST

Taille (diamètre x longueur)

Dimensioni (Lunghezza x diametro)

ST



quattro plus V

Taille (diamètre x longueur)

Dimensioni (Lunghezza x diametro)

ST

2.0	ST-33-51807	2.0 x 7 mm		q = .018 x .025"
	ST-33-51809	2.0 x 9 mm		
	ST-33-51811	2.0 x 11 mm		
2.0	Vis de secours Vite di emergenza			q = .022 x .028"
	ST-33-51909	2.3 x 9 mm		
	ST-33-52207	2.0 x 7 mm		
	ST-33-52209	2.0 x 9 mm		
2.0	ST-33-52211	2.0 x 11 mm		q = .022 x .028"
	Vis de secours Vite di emergenza			
	ST-33-52309	2.3 x 9 mm		



gorge verticale

Slot verticale

12-12625 QB DENTAL

Drill, 1.0 x 33 mm,
WL 15 mm, green,
for 1.5 mm screws

Bohrer, 1,0 x 33 mm,
AT 15 mm, grün,
für 1,5 mm Schrauben

10-67513 QB DENTAL

Drill, 1.4 x 33 mm,
WL 15 mm, red,
for 2.0 mm screws

Bohrer, 1,4 x 33 mm,
AT 15 mm, rot,
für 2,0 mm Schrauben

11-18452 QB DENTAL

Drill, 1.8 x 33 mm,
WL 15 mm, grey,
for 2.3 mm screws

Bohrer, 1,8 x 33 mm,
AT 15 mm, grau,
für 2,3 mm Schrauben

SUPPORT POUR
STÉRILISATION
KIT DI
STERILIZZAZIONE

■ **Remarque:**

Tous les supports présentés reçoivent également les implants et instruments **BENEFit** et **Mentoplate**.

■ **Nota:**

Tutti i kit sono progettati per impianti e strumenti **BENEFit** e **Mentoplate**.



73-31960

Grand support de stérilisation **quattro** pour instrumentation et implants, avec couvercle (vendu vide)

BENEFit® Vassoio vuoto, con coperchio, per la sterilizzazione di strumenti e impianti

INSTRUMENT SET
SET STRUMENTI

Recommandation
Raccomandati

33-11500

**quattro / BENEFit Kit d'instruments
composé de:**

Stérilisation et conservation

Instruments

**Kit strumenti quattro / BENEFit
consiste in:**

Sterilizzazione e Storage

Vassoio per strumenti e impianti

Strumenti

10-61000

33-18230

33-18236

33-18232

12-12625

10-67513

Manche pour embout de vissage

Embout de vissage, long, pour manche
10-61000

Mandrin de vissage manuel

Embout de vissage pour contre-angle, 23 mm

Foret, 1.0x33 mm, WL 15 mm, DENTAL, vert

Foret, 1.4x33 mm, WL 15 mm, DENTAL, rouge

Manico cacciavite

Portavite lungo per manico
cacciavite 10-61000

Adattatore manuale per strumenti dental

Portavite per contrangolo 23 mm

Fresa 1.0x33mm WL 15 mm DENTAL Verde

Fresa 1.4x33mm WL 15 mm DENTAL Rossa



73-31970

QB

quattro small sterilization tray for instruments,
without content, with lid

quattro kleiner Sterilisierbehälter für Implantate,
ohne Inhalt, mit Deckel

33-11555

quattro Basic Instrument Set
consisting of:

Sterilization and Storage

quattro Basis Instrumenten Set
bestehend aus:

Sterilisation und Aufbewahrung

73-31970

quattro instruments tray

quattro Instrumenten-Behälter

Instruments

Instrumente

10-61000
33-18230

Screwdriver handle
Screwholder, long, for 10-61000

Schraubendreher Handgriff
Schraubenhalter, lang, für 10-61000

INSTRUMENTS
STRUMENTI

■ **Remarque:**

Tous les instruments marqués du symbole **QB** peuvent être utilisés avec les vis **quattro** et **BENEFIT**.

■ **Nota:**

Tutti gli strumenti marcati con il simbolo **QB** possono essere usati con le viti **quattro** e **BENEFIT**.



10-61000

QB

Manche pour embout de vissage
Manico cacciavite (venduto singolarmente)



33-18010


Screwdriver **quattro mini** long f. 10-61000
Schraubhalter **quattro mini** lang f. 10-61000



33-18230 66 mm

QB

Embout de vissage, long, pour manche **10-61000**
Portavite lungo per **10-61000**



Le manche de vissage manuel pour contre-angle angulé est connecté directement à votre instrumentation existante (Bleu 1:1).

Potete ottenere un cacciavite angolato manuale semplicemente inserendo l'adattatore manuale al vostro attuale contrangolo (blu 1:1).



10-63025

QB

Manche de vissage pour contre angle
équipé d'une LED
Adattatore manuale per contrangolo



33-54704

QB

Manche de vissage manuel modèle Pauls,
avec ajustage du couple de 0 à 40 Ncm
Adattatore manuale per contrangolo (tipo
Pauls) con torque regolabile da 0 a 40 Ncm

INSTRUMENTS
STRUMENTI



Tous les embouts de vissage **quattro** sont marqués d'une flèche qui vous indiquera l'emplacement de la gorge ou du crochet lors de l'insertion.

Tutti i portavite **quattro** sono contrassegnati con una freccia che indica la corretta posizione della vite **quattro** durante l'inserimento.



33-18232 23 mm

QB

DENTAL

33-18233 28 mm

QB

DENTAL

33-18237 33 mm

QB

DENTAL

Embout de vissage pour contre-angle
Portavite per manipolo contrangolo



33-18236

QB

Mandrin de vissage manuel
Adattatore manuale per strumenti DENTAL



33-18003

DENTAL

Screwdriver **quattro mini** short
Schraubhalter **quattro mini** kurz



33-18244

QB DENTAL

Extension pour foret, +16 mm
Prolunga per fresa + 16 mm



L'extension de 16mm est compatible avec tous instruments rotatifs des systèmes **quattro** et **BENEFIT** équipé d'une connection DENTAL (rotation max. 600 tr./Mn).
L'estensione di 16 millimetri lavora con tutti gli strumenti rotanti del Sistema **quattro** e **BENEFIT** con attacco Dental (massimo 600 rpm).

DAVANTAGE DE PRODUITS
PRODOTTI ACCESSORI



33-18240

QB

Clé de vissage à cliquet avec insert
33-18234 pour systèmes **quattro** et **BENEFIT**
Cricchetto dinamometrico completo di inserto **33-18234**, sistemi **quattro** e **BENEFIT**



33-18241

QB

Clé de vissage à cliquet, clé seule
Cricchetto dinamometrico, solo manico



33-18234

QB

Insert pour mandrin de vissage manuel
Inserto per cacciavite 33-18236



33-18330

Protection cap for **quattro** screws, 20 ea.
Schutzkappe für **quattro** Schrauben, 20 Stk.

ZUBEHÖR/ACCESSORIES


FORET FRESE

Vitesse maximale de rotation pour tous forets = 800 tr./Mn.
Massima velocità di rotazione per tutte le frese = 800 tr./Mn.

WL = Longueur de la portion forante
WL = Longueur de la portion forante




Video



La butée pour foret est idéale pour éviter un forage excessif. Elles couvrent une longueur de forage allant de 7 à 13 mm, par séquences de 2mm. En insérant la butée pour foret adaptée par dessus le foret PSM*, la longueur de forage est ajustée à la profondeur souhaitée. Le retrait de la butée est simple grâce au manchon de retrait pour butée 33-18302.

Lo stop per frese impedisce al medico di realizzare anche non intenzionalmente una foratura troppo profonda. Gli stop assicurano una profondità utile da 7 a 13 mm con 2 mm di incremento. Facendo scorrere lo stop sulla fresa PSM la lunghezza del foro è regolata alla profondità desiderata. La rimozione dello stop è facile utilizzando l'apposito strumento.

*Nr. de lot 302112 et
*Nr di lotto 302112 e succ.



33-18307

33-18309

33-18311

33-18313

33-18300

Kit de 4 butées pour forets (de 7 à 13 mm), sans manchon de retrait.

Il set comprende 4 stop senza strumento per rimozione

33-18301

ditto but with buffer
ditto aber mit Entkoppler



33-18302

Manchon de retrait
Strumento rimozione stop



12-12625 **QB** DENTAL

Foret, 1.0x33 mm,
WL 15 mm, vert,
pour vis 1.5 mm

Fresa 1.0x33 mm wl 15 mm
verte per le viti da 1,5 mm



10-67513 **QB** DENTAL

Foret, 1.4x33 mm,
WL 15 mm, rouge,
pour vis 2.0 mm

Fresa 1.4x33 mm wl 15 mm
rossa per le viti da 2,0 mm



11-18452 **QB** DENTAL

Foret, 1.8x33 mm,
WL 15 mm, gris,
pour vis 2.3 mm

Fresa 1,8x33 mm wl 15 mm
grigia per le viti da 2,3 mm



DRILL STOP SET
COMPLETE

SET DI FRESE COMPLETO

33-183-03

Drill Stop Set complete consisting of:

Sterilization and Storage

73-31888

Support de rangement pour butées pour forets.

Instruments

33-18307

Drill Stop 7 mm for psm drills Dental

33-18309

Drill Stop 9 mm for psm drills Dental

33-18311

Drill Stop 11 mm for psm drills Dental

33-18313

Drill Stop 13 mm for psm drills Dental

33-18302

Buffer for Depth stop sleeves, only

10-67513

Drill 1.4x33 mm WL 15 mm, Dental red ea for 2.0 mm Screws

12-12625

Drill 1.0x33 mm WL 15 mm, Dental green for 1.5 mm Screws

11-18452

Drill 1.8x33mm WL 15mm, Dental grey for 2.3mm Screws

Bohrer-Stop Set komplett bestehend aus:

Sterilisation und Aufbewahrung

Vassoio vuoto per Drill Set di Stop

Instrumente

Bohrer-Stop 7 mm für PSM Bohrer Dental

Bohrer-Stop 9 mm für PSM Bohrer Dental

Bohrer-Stop 11 mm für PSM Bohrer Dental

Bohrer-Stop 13 mm für PSM Bohrer Dental

Entkoppler für Bohrerstop Hülsen allein

Bohrer 1.4x33 mm AT 15 mm Dental rot

Bohrer 1.0x33 mm AT 15 mm Dental grün

Bohrer 1.8x33 mm AT 15 mm Dental grau



Tournevis sans fil à système de calibrage du couple pour la pose des mini-implants **quattro** et **BENEFIT**.

L'appareil iSD900 vous garantira un calibrage idéal et précis du couple (de 10 à 40 Ncm). Facile à utiliser au quotidien et ultra-précis, il limite les risques lors de l'insertion et du serrage des vis et piliers.

Le kit complet se compose d'une pièce à main ergonomique et facile à utiliser. Le mode dévissage est agrémenté d'une alerte sonore. Alimentation par batteries AAA Ni-Mh.

Avvitatore a batteria senza fili con Sistema di Calibrazione del Torque per il fissaggio di Miniviti **quattro**® e **BENEFIT**®.


La iSD 900 garantisce un preciso controllo del torque grazie al sistema di calibrazione unico e facile da usare (10 – 40 Ncm). Precisione, risparmio di tempo, inserzione non pericolosa e avvitamento completo di viti e perni monconi.

Il set completo contiene un affidabile e manipolo per gli attacchi dentali facile da usare. Un suono indica l'attivazione del "Reverse Mode". Possono essere utilizzate batterie ricaricabili AAA Ni-Mh.

CARACTÉRISTIQUES

VORTEILE

- Couple réglable de 10 à 40 Ncm par tranches de 1 ou 5 Ncm
- Torque 10 – 40 Ncm in 1 o 5 incrementi
- Vitesse de rotation réglable: 5,10,15,25 tour/mn
- Velocità 5,10,15,25 rpm
- Calibrage facilité
- Modalità rotatoria oraria e antioraria
- Fonctionne à l'aide de batteries rechargeables
- Facilità di calibrazione
- Mode dévissage avec alerte sonore
- Batterie ricaricabili Standard



33-900-00 KIT iSD900 composé de / bestehend aus:

33-900-04	Moteur	Motore
33-900-08	Pièce à main DENTAL	Manipolo Dentale
33-900-10	Support de recharge rapide	Caricabatterie Rapido
33-900-12	Câble d'alimentation	Cavo di alimentazione
33-900-14	Support de calibrage du couple	Calibratore Torque
33-900-16	Fraise de calibrage	Calibrazione fresa
33-900-18	Commande d'allumage On/Off	Interruttore ON/OFF
33-900-20	Batteries rechargeables- Vendues par 2	Batterie ricaricabili Ni-Mh (conf. da 2 pz.)



Torque Calibrator
Calibratore Torque

STERILE PACKAGING
STERILE VERPACKUNG

Information
Informazioni

Implants
livrés en emballage stérile individuel.

L'emballage comporte des étiquettes détachables indiquant le code article, le numéro de lot, la date d'expiration etc. permettant une traçabilité totale intégrable au dossier individuel du patient.

Les vis stériles sont conditionnées dans un mini-boîtier de protection à code couleur, qui servira de support de préhension lors de la pose. La vis peut ainsi aisément être insérée dans l'embout de vissage.

Impianti
in confezioni singole sterili

La scatola contiene etichette con il riferimento del codice dell'articolo, il numero di lotto, la data di scadenza, etc. da allegare alla cartella di anamnesi del paziente permettendo così verifica e tracciabilità del prodotto.

Le viti sterili sono contenute in un piccolo contenitore con codice colore, che protegge la vite e al tempo stesso ne facilita la presa. Questo contenitore è confezionato a sua volta in un blister trasparente sottovuoto. La vite può essere facilmente rimossa dal suo contenitore con lo speciale cacciavite che ne garantisce la tenuta.

Emballage stérile individuel
Confezione singola sterile

CODES COULEURS
CODICI COLORE

Ø 1.3 mm = bleu/blu
Ø 1.5 mm = vert/verde
Ø 2.0 mm = rouge/rosso
Ø 2.3 mm = gris/grigio



KAT-002



KAT-010



KAT-030

COURSES
KURSE

psm MEDICAL SOLUTIONS vous propose des webinars et des formations en plusieurs langues à travers le monde.

Pour en savoir plus sur les formations proposées, consultez notre site www.psm.ms/1/courses/

psm MEDICAL SOLUTIONS offre corsi e webinar in varie lingue in tutto il mondo.

Controlla i corsi in programma sul nostro sito www.psm.ms/1/courses/

NOTES
NOTE

Handwriting practice area with 25 horizontal lines.

Vertical ruler scale from 0 to 220 mm.

www.psm.ms – implants for professionals

quattro[®].KFO

Distributeur | Distributore di zona:

Distribution in USA:
psm North America, Inc.
80900 Weiskopf
La Quinta, CA 92253
USA
Toll-free: 800-733-1622
service@psm-na.us
www.psm-na.us

Fabricant | Produttore:
psm MEDICAL SOLUTIONS
Moltkestraße 41
78532 Tuttlingen, Germany
Phone +49 (74 61) 9 66 37-0
Fax +49 (74 61) 9 66 37-29
E-Mail info@psm.ms
Web www.psm.ms

© 2019 **psm** MEDICAL SOLUTIONS GMBH | Germany

Les spécifications et design de nos produits sont sujets à modifications sans avis préalable. Toutes les images, photos et descriptions des produits sont la propriété de **psm** MEDICAL SOLUTIONS. L'utilisation et/ou la copie par des tiers ne peuvent se faire sans l'accord préalable de PSM Medical Solutions. Tous droits réservés.

Toutes les marques déposées mentionnées dans cette brochure sont soumises, sans restrictions, aux lois en vigueur et la seule propriété de leur propriétaire.

Caratteristiche e design sono soggette a variazioni senza preavviso. Tutte le illustrazioni, le foto e le descrizioni dei prodotti sono di proprietà della **psm** MEDICAL SOLUTIONS. Utilizzo e copie fatte da terzi devono essere autorizzati dalla **psm** MEDICAL SOLUTIONS.

Tutti i diritti riservati! Tutti i marchi registrati e le marche menzionate in questa brochure sono soggetti alle Leggi restrittive che regola i marchi registrati e i diritti dei proprietari dei marchi stessi.